

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач ГБУЗ РБ  
Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа  
С. В. Викторов  
2020 г.



### Алгоритм дезинфекции санитарного транспорта

Санитарный транспорт — это транспортные средства, специально созданные или приспособленные для перевозки больных и медицинского персонала, а так же для других целей, связанных с лечебно-профилактическим обслуживанием населения

1. В автомобилях санитарного транспорта, обслуживающих больных соматического неинфекционного профиля во время вызова на дом, старшая медицинская сестра отделения проводит профилактическую дезинфекцию в конце рабочей смены. При проведении дезинфекции в гараже она осуществляется на специально оборудованной площадке.
2. В автомобилях санитарного транспорта после посещения пациента на дому с подозрением на инфекционное заболевание дезинфекцию салона и его оборудования в течение рабочей смены старшая медицинская сестра отделения проводит после каждого посещения больного.
3. При загрязнении салона или оборудования автомобиля санитарного транспорта в процессе работы выделениями (фекалии, моча, рвотные массы) или кровью пациента санитарную обработку проводят немедленно.
4. Дезинфекции подвергают все поверхности в салоне автомобиля санитарного транспорта (стены, пол, двери и т.д.), оборудование, поверхности, подголовники и др.
5. Выполнение всех дезинфекционных мероприятий в салоне автомобиля санитарного транспорта возложено на старшую медицинскую сестру отделения. Контроль своевременности и полноты их выполнения в течение рабочей смены осуществляет заведующий отделением.
6. Обработку поверхностей проводят способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором Триосепт Люкс 1% время экспозиции 15 минут с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта. Санитарный транспорт дезинфицируют способом протирания при норме расхода 100 мл рабочего раствора /м. По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену спецодежды), смывать средство с поверхностей не требуется. Затем проводят обеззараживание воздуха в помещении.
7. Для обеззараживания воздуха в салоне используют облучатель бактерицидный для автомобилей санитарного транспорта (разрешен к работе в присутствии персонала).
8. Уборочную ветошь дезинфицируют замачиванием в дезрастворе Триосепт Люкс 1% время экспозиции 15 минут в промаркированной емкости с закрывающейся крышкой.
9. При обработке салона дезинфицирующим раствором способом протирания необходимо использование средств индивидуальной защиты ( халат, маска или респиратор, колпак, перчатки, защитные очки).

Обоснование:

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПин 2.1.3.2630-10.

Главная медицинская сестра

Э. Р. Бакирова